


Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 항에스트로겐 수용체 베타 토끼 단클론 항체 - Q92731

품목 번호: CM0009389



소개

인간 에스트로겐 수용체 베타(ESR2)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, IF-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 호르몬 신호 전달, 핵 수용체 생물학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	에스트로겐 수용체 베타 토끼 단클론 항체
비고/별칭	Erb; ESRB; ODG8; ESTRB; NR3A2; ER-BETA; ESR-BETA
종	인간
유전자 ID (인간)	2100
유전자 ID	2100
면역원	재조합 단백질 인간 에스트로겐 수용체 베타(NP_001428.1)의 아미노산 1-153에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q92731
단백질 분자량	59kDa/54kDa/35kDa/48kDa/42kDa
배송	아이스 팩