

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Etfb 토끼 다클론 항체 - P38117

품목 번호: CM0022550



소개

사람, 마우스 및 랫드에서 반응성이 확인된 WB, IF/ICC, ELISA 검증 ETFB 토끼 다클론 항체입니다.

미토콘드리아 전자 전달, 지방산 산화 및 대사 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ETFB Rabbit pAb
비고/별칭	MADD; FP585; ETFB
종	사람
GeneID	2109
면역원	사람 ETFB(NP_001976.1)의 아미노산 80-230번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P38117
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스팩