

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Ets1 폴리클로날 항체 - P14921

품목 번호: CM0015130



소개

인간 ETS1 전사 인자에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 림프구 분화, 혈관신생, 사이토카인 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ETS1 Rabbit pAb
비고/별칭	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1; ETS1
종	인간
GeneID (인간)	2113
GeneID	2113
면역원	합성 펩타이드 인간 ETS1 (NP_005229.1)의 아미노산 342-441에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14921
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백