

Anti-Exosc3 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Nqt5

품목 번호: CM0013923



소개

RNA 엑소솜 핵심 구성 요소인 EXOSC3 (RRP40/p10)을 타겟팅하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 및 랫트 샘플에서 교차 반응성을 나타냅니다. RNA 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	EXOSC3 토끼 pAb
비고/별칭	p10; PCH1B; RRP40; Rrp40p; CGI-102; hRrp-40; bA3J10.7; EXOSC3
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	51010
GeneID	51010
면역원(Immunogen)	사람 EXOSC3 (NP_057126.2)의 아미노산 1-275에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NQT5
단백질 분자량	30kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)