

Wb, Elisa용 Anti-Exosc7 폴리클로날 항체 - Q15024

품목 번호: CM0027695



소개

사람 EXOSC7 (RRP42)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 사용합니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플에서 검증되었습니다. 표적은 RNA 처리 및 분해에 관여하는 RNA 엑소솜 복합체의 비촉매 성분입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	EXOSC7 Rabbit pAb
비고/별칭	p8; EAP1; RRP42; Rrp42p; hRrp42p; EXOSC7
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	23016
유전자 ID	23016
면역원	사람 EXOSC7 (NP_055819.2)의 아미노산 1-291에 해당하는 서열을 포함함 제조함 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q15024
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백 (Ice bag)