


Wb 및 Elisa용 항-Fabp5 토끼 다클론 항체 - Q01469

품목 번호: CM0015443



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 FABP5(E-FABP)에 대한 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 쥐 FABP5를 검출합니다. 염증 및 각질 세포 분화에 관여하는 세포 내 지방산 운반체입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	FABP5 토끼 pAb
비고/별칭	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP; FABP5
종	인간
유전자 ID (인간)	2171
유전자 ID	2171
면역원	인간 FABP5(NP_001435.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q01469
단백질 무게	15kDa
배송	얼음 주머니