


Wb, Ip, If-P, Elisa용 항-Fadd 다클론 항체 - Q61160

품목 번호: CM0021085



소개

마우스 FADD(aa 1-205)를 항원으로 사용하여 제작한 FADD(Mort1/FADD) 표적 토끼 다클론 항체입니다. WB, IP, IF-P, ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 세포사멸 및 선천면역에서 중요한 DISC 어댑터입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FADD 토끼 pAb
비고/별칭	Mort1/FADD; FADD
종	마우스
GeneID (인간)	8772
GeneID	14082
면역원	마우스 FADD(NP_034305.1)의 아미노산 1-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q61160
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스팩