


Wb, Elisa용 항-Fadd 토끼 단클론 항체 - Q13158

품목 번호: CM0003117



소개

인간 FADD(GIG3/MORT1)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 세포자멸사 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다. - Q13158

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FADD 토끼 mAb
비고/별칭	GIG3; IMD90; MORT1; FADD
종	인간
유전자ID (인간)	8772
유전자ID	8772
면역원	인간 FADD(Q13158)의 아미노산 20-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13158
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스 팩