

Wb 및 Elisa용 Anti-Fads3 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Y5Q0

품목 번호: CM0027916

소개

FADS3 Rabbit pAb는 재조합 FADS3 단백질에 대해 생성된 폴리클론성 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 FADS3을 검출하며, WB 및 ELISA에 적용됩니다. 스펡고지질 대사에서 지방산 탈포화효소 3 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FADS3 Rabbit pAb
비고/별칭	CYB5RP; LLDL3; FADS3
종	인간
GeneID (인간)	3995
GeneID	3995
면역원	인간 FADS3 (NP_068373.1)의 아미노산 1-130에 해당하는 재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론성 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y5Q0
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백