


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Faf1 토끼 다클로날 항체 - Q9Unn5

품목 번호: CM0028595



소개

CamelBio는 WB, IHC-P, ELISA용 Anti-FAF1 토끼 다클로날 항체를 공급합니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응하며 74 kDa 밴드를 검출합니다.

세포자멸사(apoptosis), DNA 복제 및 핵단백질 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FAF1 Rabbit pAb
비고/별칭	hFAF1, CGI-03, HFAF1s, UBXD12, UBXN3A, FAF1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	11124
유전자 ID	11124
면역원(Immunogen)	인간 FAF1의 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9UNN5
단백질 분자량	74kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)