


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Faf2 토끼 다클론 항체 - Q96Cs3

품목 번호: CM0019608



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 검증된 FAF2 토끼 다클론 항체. 사람, 마우스, 쥐 FAF2를 인식합니다. ERAD, 지질 방울 및 스트레스 과립 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FAF2 토끼 pAb
비고/별칭	ETEA; UBXD8; UBXN3B; FAF2
종	사람
유전자 ID (사람)	23197
유전자 ID	23197
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q96CS3
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스 팩