


Anti-Fanca 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - O15360

품목 번호: CM0027425



소개

인간 FANCA를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었습니다. DNA 가닥간 교차결합 수리 및 염색체 안정성에 필수적인 판코니 빈혈 그룹 A 단백질을 인식합니다. 판코니 빈혈 및 DNA 수리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FANCA 토끼 pAb
비고/별칭	FA; FA1; FAA; FAH; FA-H; FACA; FANCH; FANCA
종	인간
유전자 ID (인간)	2175
면역원	인간 FANCA (NP_000126.2)의 아미노산 1-275에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O15360
단백질 분자량	163kDa
배송 방식	아이스 팩