

Anti-Fatty Acid Synthase (Fasn) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49327

품목 번호: CM0002607



소개

이 토끼 단일클론 항체는 인간 지방산 합성효소(FASN)를 표적으로 하며, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 FASN과 반응하며, 지방산 생합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Fatty Acid Synthase (FASN) Rabbit mAb
비고/별칭	FAS; OA-519; SDR27X1; Fatty Acid Synthase (FASN)
종	인간
GeneID (인간)	2194
GeneID	2194
면역원	합성 펩타이드 인간 FASN (P49327)의 아미노산 2400-2500 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49327
단백질 분자량	273kDa
배송	아이스백