

Anti-Fatty Acid Synthase (Fasn) Rabbit Polyclonal 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - P49327

품목 번호: CM0018101



소개

인간 FASN에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 FASN을 검출합니다. 지방산 대사 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Fatty Acid Synthase (FASN) Rabbit pAb
비고/별칭	FAS; OA-519; SDR27X1; Fatty Acid Synthase (FASN)
종 특이성	인간
GeneID	2194
면역원	재조합 단백질 인간 Fatty Acid Synthase (FASN) (NP_004095.4)의 아미노산 2221-2511에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49327
단백질 분자량	273kDa
배송	아이스팩