


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Fbp1 토끼 다클론 항체 - P09467

품목 번호: CM0029328



소개

FBP1 Rabbit pAb (P09467)는 인간 FBP1의 합성 펩티드를 대상으로 토끼에서 생성된 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 포도당신생합성 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FBP1 Rabbit pAb
비고/별칭	FBP; FBP1
종	인간
GeneID (인간)	2203
GeneID	2203
면역원	인간 FBP1 (NP_000498.2)의 아미노산 50-150 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09467
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스백