

Anti-Fcgr1B 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q92637

품목 번호: CM0021046

소개

인간 FCGR1B(CD64b)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 체액성 면역에 관여하는 추정 고친화성 IgG Fc 수용체를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FCGR1B 토끼 pAb
비고/별칭	CD34; FCGI; FcRI; CD64b; FCGR1; IGFR1; IGFRB; FCGR1B; FcgammaRIa
종	인간
유전자 ID (인간)	2210
유전자 ID	2210
면역원	인간 FCGR1B (NP_001017986.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q92637
단백질 분자량	32kDa
배송 방식	아이스팩