

Anti-Fcgrt/FcRn 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P55899

품목 번호: CM0007531



소개

FCGRT/FCRN (FcRn)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다.

인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 재조합 면역원을 사용합니다. IgG 수송 및 재순환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FCGRT/FCRN Rabbit mAb
비고/별칭	FCRN; FcγRn; IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain; FCGRT/FCRN
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2217
면역원(Immunogen)	인간 FCGRT/FCRN (NP_004098.1)의 아미노산 27-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P55899
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)