

Wb 및 Elisa용 Anti-Fcn1 토끼 다클로날 항체 - O00602

품목 번호: CM0030182



소개

인간 FCN1 (M-ficolin)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트를 인식합니다. 선천성 면역 및 보체 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FCN1 Rabbit pAb
비고/별칭	FCNM; FCN1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2219
GeneID	2219
면역원(Immunogen)	인간 FCN1 (NP_001994.2)의 아미노산 30-326에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O00602
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)