


Wb, Elisa용 Anti-Fcn2 폴리클로날 항체 - Q15485

품목 번호: CM0019187



소개

인간 FCN2(피콜린-2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 쥐 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 선천성 면역 및 보체 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FCN2 Rabbit pAb
비고/별칭	P35; FCNL; EBP-37; ficolin-2; FCN2
종	인간
GeneID (인간)	2220
GeneID	2220
면역원	인간 FCN2 (NP_004099.2)의 아미노산 230-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	Q15485
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백