

Wb, If-P, Elisa용 항페레독신 환원효소 다클론 항체 - P22570

품목 번호: CM0019837

소개

페레독신 환원효소(FDXR)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, ELISA에 적합합니다. 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 P450 전자 전달 및 코엔자임 Q 생합성을 연구하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	페레독신 환원효소 토끼 pAb
비고/별칭	ADR; ADXR; ANOA; FDXR
종	사람
유전자 ID (사람)	2232
유전자 ID	2232
면역원	사람 페레독신 환원효소(NP_077728.3)의 아미노산 142-491에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P22570
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백