

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Fgfr2 다클론 항체 - P21802

품목 번호: CM0013129



소개

인간 FGFR2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 세포 증식, 분화 및 발달 신호 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FGFR2 토끼 pAb
비고/별칭	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; FGFR2
종	인간
유전자ID (인간)	2263
유전자ID	2263
면역원	제조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P21802
단백질 분자량	92kDa
배송 방법	아이스백