

Anti-Fgg Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P02679

품목 번호: CM0026190



소개

인간 FGG(피브리노겐 감마 사슬)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 지혈 및 혈액 응고 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FGG Rabbit pAb
비고/별칭	FGG
종	인간
GeneID (인간)	2266
GeneID	2266
면역원	재조합 단백질 인간 FGG (NP_000500.2)의 아미노산 50-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P02679
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백