

Wb, Elisa용 Anti-Fggy 다클론 항체 - Q96C11

품목 번호: CM0013991

소개

인간 FGGY 탄수화물 키나제 도메인 함유 단백질을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. D-리불로스 인산화 및 대사 복구 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FGGY 토끼 pAb
비고/별칭	FGGY
종	인간
GeneID (인간)	55277
GeneID	55277
면역원	인간 FGGY(NP_060761.3)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96C11
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스팩