

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Fhl3 폴리클로날 항체 - Q13643

품목 번호: CM0030756



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 유래 anti-FHL3 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 생쥐 골격근에서 31kDa 단백질을 검출하여 전사 공동활성화제 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FHL3 토끼 pAb
비고/별칭	SLIM2; FHL3
종	인간
GeneID (인간)	2275
GeneID	2275
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q13643
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백