

Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 피브로넥틴 항토끼 단일클론 항체 - P02751

품목 번호: CM0006675



소개

인간 피브로넥틴에 대한 고특이성 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포 접착, 상처 치유 및 암에 관여하는 세포외기질 당단백질을 표적으로 합니다. 연구 및 IVD 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	피브로넥틴 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	FN1; CIG; ED-B; FINC; FN; FNZ; GFND; GFND2; LETS; MSF; 피브로넥틴; Fibronectin
종	인간
유전자 ID (인간)	2335
유전자 ID	2335
면역원	재조합 단백질: 인간 피브로넥틴의 아미노산 394-614에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_997647.2)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P02751
단백질 분자량	71-73kDa/221-272kDa
배송	아이스팩