


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Fkbp1B 다클론 항체 - P68106

품목 번호: CM0021156



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 FKBP1B 토끼 다클론 항체입니다. 면역억제 및 단백질 접힘에 관여하는 인간, 마우스, 랫드 FKBP1B(12.6 kDa FK506 결합 단백질)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FKBP1B 토끼 pAb
비고/별칭	OTK4; FKBP1L; PKBP1L; PPIase; FKBP12.6; FKBP1B
종	인간
GeneID (인간)	2281
GeneID	2281
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P68106
단백질 중량	12kDa
배송	아이스팩