


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Fkbp3 토끼 다클로날 항체 - Q00688

품목 번호: CM0027148



소개

WB, IP 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-FKBP3 토끼 다클로날 항체입니다. 펩티달-프롤릴 이성화효소 활성을 가진 핵 이모노필린인 인간 FKBP3와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FKBP3 Rabbit pAb
비고/별칭	FKBP-3; FKBP25; PPIase; FKBP-25; FKBP3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2287
GeneID	2287
항원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q00688
25kDa	
배송	아이스 백(Ice bag)