

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Flotillin-1 단일클론 항체 - O75955

품목 번호: CM0012137



소개

KO 검증된 WB, IHC-P, ELISA용 anti-Flotillin-1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 소포 조각 단백질 FLOT1 (O75955)을 타겟으로 합니다. 막 라프트, 엔도솜, 및 소포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] Flotillin 1 Rabbit mAb
비고/별칭	FLOT1; flotillin-1; Flotillin 1
종	인간
GeneID (인간)	10211
GeneID	10211
면역원	인간 Flotillin 1 (NP_005794.1)의 아미노산 155-427에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O75955
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩