


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fos B 토끼 단일클론 항체 - P53539

품목 번호: CM0007703



소개

Western blot, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 anti-Fos B 토끼 단일클론 항체입니다. 분자량 36kDa의 인간 Fos B (AP-1 전사 인자)를 인식합니다. 전사 조절, T 세포 생물학 및 신경생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Anti-Fos B 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	AP-1; G0S3; GOS3; GOSB; Fos B
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2354
GeneID	2354
면역원	인간 Fos B (NP_006723.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P53539
단백질 무게	36kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)