

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Fosl2 다클론 항체 - P15408

품목 번호: CM0030213

소개

인간 FOSL2(FRA2)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간 및 래트 샘플과 반응합니다. 전사 조절 및 파골세포 생물학 연구에 적합합니다. - P15408

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FOSL2 토끼 pAb
비고/별칭	FRA2; FOSL2
종	인간
GeneID (인간)	2355
GeneID	2355
면역원	인간 FOSL2 (NP_005244.1)의 아미노산 187-326에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P15408
단백질 분자량	35kDa
배송 방식	아이스 팩