

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Foxm1 폴리클로날 항체 - Q08050

품목 번호: CM0019755



소개

WB, IF-P 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 토끼 FOXM1 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 FOXM1을 검출합니다. 사람 FOXM1의 아미노산 29-128에 해당하는 재조합 면역원을 사용합니다. 세포 주기, DNA 복구 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FOXM1 Rabbit pAb
비고/별칭	MPP2; HFH11; HNF-3; INS-1; MPP-2; PIG29; FKHL16; FOXM1A; FOXM1B; FOXM1C; HFH-11; TRIDENT; MPHOSPH2; FOXM1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	2305
면역원	사람 FOXM1 (NP_068772.2)의 아미노산 29-128에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	Q08050
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스백