

Wb 및 Elisa용 Anti-Foxn3 폴리클로날 항체 - O00409

품목 번호: CM0015177



소개

DNA 손상 체크포인트에 관여하는 전사 억제 인자인 FOXN3에 대한 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 세포 주기 및 DNA 손상 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FOXN3 Rabbit pAb
비고/별칭	CHES1; PRO1635; C14orf116; FOXN3
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	1112
GeneID	1112
면역원(Immunogen)	재조합 단백질/사람 FOXN3 (NP_005188.2)의 아미노산 269-468에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	O00409
단백질 분자량	54kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)