

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Foxo3A Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Wvh4

품목 번호: CM0017291

소개

마우스 FOXO3A에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간 및 래트와 교차 반응. 세포사멸, 자가포식 및 전사 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FOXO3A Rabbit pAb
비고/별칭	Fkhr2, FKHL1, Foxo3a, I110048B16Rik, 2010203A17Rik, FOXO3A
종	마우스
GeneID (Human)	2309
GeneID	56484
면역원	재조합 단백질 마우스 FOXO3A (NP_062714.1)의 아미노산 558-635에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9WVH4
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백