

Wb 및 Elisa용 항Foxp3 토끼 다클론 항체 - Q9Bzs1

품목 번호: CM0018197



소개

인간 FOXP3에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 랫트와 교차 반응합니다. 조절 T세포 생물학, 면역 항상성 및 IPEX 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FOXP3 토끼 pAb
비고/별칭	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
종	인간
유전자ID (인간)	50943
면역원	인간 FOXP3 (NP_054728.2)의 아미노산 70-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫트
SWISS	Q9BZS1
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩