

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Fshr 토끼 다클로날 항체 - P23945

품목 번호: CM0016141



소개

인간 FSHR (난포 자극 호르몬 수용체)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 생식 생리학 및 GPCR 경로 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	FSHR Rabbit pAb
비고/별칭	LGR1; ODGI; FSHR1; FSHRO; FSHR
종	인간 (Human)
유전자 ID	2492
면역원	인간 FSHR (NP_000136.2)의 아미노산 631-695에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P23945
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)