

Anti-Fus (Ko 검증) 폴리클론항체, Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 - P35637

품목 번호: CM0029112



소개

인간 RNA 결합 단백질 FUS(TLS)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. RNA 프로세싱, DNA 수리, ALS 관련 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] FUS Rabbit pAb
비고/별칭	TLS; ALS6; ETM4; FUS1; POMP75; altFUS; HNRNPP2; US
종	인간
유전자 ID	2521
면역원	인간 FUS (NP_004951.1)의 아미노산 297-526에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35637
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백