

Wb, Elisa용 Anti-Fut7 다클론 항체 - Q11130

품목 번호: CM0027514

소개

WB, ELISA용 토끼 항인간 FUT7 다클론 항체(FucT-VII). 인간, 마우스, 래트와 반응합니다.
픽코실트랜스퍼라제 7 및 시알릴 루이스 X 매개 백혈구 부착 연구에 사용됩니다. Q11130.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FUT7 토끼 pAb
비고/별칭	FucT-VII; FUT7
종	인간
GeneID (인간)	2529
GeneID	2529
면역원	인간 FUT7 (NP_004470.1)의 아미노산 100-200 영역 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q11130
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스백