

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Fyn Rabbit Monoclonal Antibody - P06241

품목 번호: CM0007901



소개

인간 Fyn(P06241)에 대한 고도로 검증된 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA 적용에 특이적입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 면역 반응, 축삭 유도, 세포 접착 연구를 위한 티로신 키나제 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Fyn Rabbit mAb
비고/별칭	SLK, SYN, p59-FYN, Fyn
종	인간
유전자 ID (인간)	2534
유전자 ID	2534
면역원	인간 Fyn (P06241)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P06241
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백