

## Wb, Elisa용 Anti-Fzd7 토끼 다클로날 항체 - O75084

품목 번호: CM0030112



### 소개

사람 Frizzled-7 (FZD7)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람 및 마우스 FZD7(예상 크기 64 kDa)을 검출합니다. Wnt 신호 전달 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 사양                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | FZD7 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭                    | FzE3; FZD7                                                   |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                                    |
| GeneID (사람)              | 8324                                                         |
| GeneID                   | 8324                                                         |
| 항원(Immunogen)            | 사람 FZD7 (NP_003498.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                   |
| 카테고리                     | 다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                               |
| 응용(Application)          | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human), 마우스(Mouse)                                        |
| SWISS                    | O75084                                                       |
| 단백질 분자량                  | 64kDa                                                        |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                               |