

Wb 및 Elisa용 Anti-Fzd8 토끼 다클로날 항체 - Q9H461

품목 번호: CM0023335



소개

사람 Frizzled-8(FZD8, FZ-8)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 사람, 쥐, 랫트와의 교차 반응성이 검증되었습니다. 면역원은 아미노산 130-275에 해당합니다. Wnt 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FZD8 Rabbit pAb
비고/별칭	FZ-8; hFZ8; FZD8
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	8325
GeneID	8325
면역원(Immunogen)	사람 FZD8 (NP_114072.1)의 아미노산 130-275에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9H461
단백질 분자량	73kDa
배송(Shipping)	아이스백