

Wb 및 Elisa용 항-Fzd9 토끼 다클론 항체 - O00144

품목 번호: CM0030508

소개

인간 Frizzled-9(FZD9, CD349)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. Wnt 신호전달 및 신경발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FZD9 토끼 pAb
비고/별칭	FZD3, CD349, FZD9
종	인간
유전자 ID (인간)	8326
유전자 ID	8326
면역원	인간 FZD9 (NP_003499.1)의 아미노산 469-591에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00144
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스 팩