

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-G0S2 폴리클로널 항체 - P27469

품목 번호: CM0029307

소개

사람 G0S2 단백질을 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. G0S2는 BCL2에 결합하여 세포 사멸을 촉진하고 미토콘드리아에 국재합니다. 세포 사멸 연구 및 진단 검사에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	G0S2 Rabbit pAb
비고/별칭	G0S2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	50486
GeneID	50486
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 G0S2 (NP_056529.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P27469
단백질 분자량	11kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)