


Anti-G6Pc Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P35575

품목 번호: CM0019767



소개

G6PC(Glucose-6-phosphatase catalytic subunit 1)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 당원분해, 당신생 및 당원축적병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	G6PC Rabbit pAb
비고/별칭	G6PC; G6PT; GSD1; GSD1a; G6Pase
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	2538
유전자 ID	2538
면역원	합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P35575
단백질 크기	40kDa
배송	아이스 팩