


Anti-Gaba A Receptor Beta 2 (Gabrb2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P47870

품목 번호: CM0021808



소개

GABA A 수용체 베타 2 (GABRB2)를 특이적으로 인식하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 억제성 신경전달 및 신경계 장애 연구에 유용한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GABA A Receptor beta 2 (GABRB2) Rabbit pAb
비고/별칭	DEE92; ICEE2; GABA A Receptor beta 2 (GABRB2)
종	Human
유전자 ID (인간)	2561
유전자 ID	2561
면역원	인간 GABRB2 (NP_000804.1)의 아미노산 26-244를 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P47870
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스 팩