


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gad65/Gad2 마우스 단일클론 항체 - Q05329

품목 번호: CM0009906



소개

인간 GAD65/GAD2에 대한 마우스 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. GABA 생합성에 관여하는 65kDa 글루탐산 탈카르복실화효소 이소폼을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GAD65/GAD2 Mouse mAb
비고/별칭	GAD65
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	2572
GeneID	2572
면역원(Immunogen)	인간 GAD65/GAD2 재조합 단백질
공급원(Source)	Mouse (마우스)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	Q05329
단백질 분자량	65kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)