

Wb, Elisa용 항-갈락토시다제 알파(Gla) 단일클론 항체 - P06280

품목 번호: CM0008550



소개

인간 갈락토시다제 알파(GLA)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 글리코스핑고지질 대사 및 파브리병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	갈락토시다제 알파(GLA) 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	GALA; 갈락토시다제 알파(GLA)
종	인간
GeneID (인간)	2717
GeneID	2717
면역원	합성 펩타이드 인간 갈락토시다제 알파(GLA)(GLA)(P06280)의 아미노산 50-150번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 종	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P06280
단백질 분자량	49kDa
배송 조건	아이스팩