

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Galc 토끼 다클로날 항체 - P54803

품목 번호: CM0027866

소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-GALC 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트
갈락토세레브로시다아제(Galactocerebrosidase)를 타겟으로 합니다. 리소좀 저장병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GALC Rabbit pAb
비고/별칭	GALC
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	2581
유전자 ID	2581
항원(Immunogen)	인간 GALC (NP_000144.2)의 아미노산 40-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P54803
단백질 분자량	77kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)