


웨스턴 블롯(Wb), If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Galectin 3/Lgals3 Rabbit Monoclonal Antibody - P17931

품목 번호: CM0006739



소개

인간 갈렉틴-3 (LGALS3)을 표적으로 하는 Rabbit monoclonal antibody로 WB, IF/ICC, IP, ELISA에 사용 가능합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 재조합 폴-렙스 면역원; 26 kDa 단백질을 검출합니다. 염증, 자가포식, 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Galectin 3/LGALS3 Rabbit mAb
비고/별칭	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectin 3/LGALS3
종	인간
GeneID (Human)	3958
GeneID	3958
면역원	인간 Galectin 3/LGALS3 (NP_002297.2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	래빗
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17931
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백