

Wb, Elisa용 Anti-Galk1 토끼 다클론 항체 - P51570

품목 번호: CM0024492



소개

재조합 단백질(아미노산 1-120)을 항원으로 사용하여 제조한 인간 GALK1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 갈락토스 대사 및 키나제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GALK1 토끼 pAb
비고/별칭	GK1; GALK; HEL-S-19; GALK1
종	인간
GeneID (인간)	2584
GeneID	2584
면역원	인간 GALK1의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000145.1).
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P51570
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스팩