

Wb, If, Elisa용 Anti-Gap43 단일클론 항체 - P17677

품목 번호: CM0002459

소개

인간 GAP43 (Growth-associated protein 43, B-50, pp46)을 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅, 면역형광법 및 ELISA에 사용됩니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GAP43 Rabbit mAb
비고/별칭	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2596
GeneID	2596
면역원	합성 펩타이드 인간 GAP43 (P17677)의 아미노산 139-238 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF-F, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P17677
단백질 분자량	25 kDa
배송	아이스백(Ice bag)